

Щелевые лампы SL 115 Classic, SL 120, SL 130

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zsf@nt-rt.ru || сайт: <https://zeiss.nt-rt.ru/>

- ZEISS SL 115 Classic



Щелевая лампа

ZEISS SL 115 Classic

Основная информация

ZEISS SL 115 Classic — это щелевая лампа для диагностики глазных заболеваний.

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00105 от 24.05.2011, лампа щелевая офтальмологическая SL с принадлежностями

Производитель ZEISS

Запросить стоимость

- Информация
 - Технические характеристики
 - Сервисное обслуживание
-

- ZEISS SL 115 Classic — это щелевая лампа для диагностики глазных заболеваний. Обеспечивает высокую контрастность изображения и визуализацию мельчайших деталей. Оснащена стандартным жёлтым фильтром, который полезен при подборе контактных линз. Оптическая система щелевой лампы ZEISS SL 115 Classic обеспечивает прекрасное светопропускание, позволяющее чётко видеть и строго документировать интересные структуры глаза даже при среднем уровне освещенности. Широкое хорошо освещенное поле обзора позволяет без труда осмотреть мельчайшие детали переднего отрезка глаза. Удобные окуляры обеспечивают повышенную комфортность при работе с прибором. ZEISS SL 115 Classic позволяет записывать и сохранять изображения глаза в момент обследования — для архивирования и экспорта данных, а также для использования в публикациях и презентациях. Щелевая лампа, интегрированная с модулем 5-ти Мегапиксельной цифровой камеры со специальным программным обеспечением позволяет регистрировать как фото, так и видео-изображения высокого разрешения.

Щелевая лампа ZEISS SL 115 Classic поставляется в собранном виде и легко устанавливается на приборный стол или рабочее место офтальмолога. Конструкция щелевой лампы ZEISS SL 115 Classic обеспечивает надёжную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения в соответствии со стандартом ISO 10939.

Основные характеристики

Увеличение	8 x 12 x 20
Поле обзора	45 мм – 10 мм
Увеличение окуляров	10 х, коррекция аметропии + 8Д
Перемещение опоры для подбородка	58 мм
Источник света	Галогеновая лампа 6В, 10 Вт
Требования к электропитанию	100-240 В + 10%, автонастройка, 50- 60 Гц
Вес	Основное устройство 9,75 кг ; лицевой упор 1,25 кг

- ZEISS SL 120



Щелевая лампа **ZEISS SL 120**

Основная информация

Щелевые лампы ZEISS SL 120 сочетают великолепную оптику, превосходные характеристики и многофункциональность, что обеспечивает высокое качество работы.

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00105 от 24.05.2011, лампа щелевая офтальмологическая SL с принадлежностями

Производитель ZEISS

Запросить стоимость

- Информация
 - Технические характеристики
 - Сервисное обслуживание
-

- Щелевые лампы ZEISS SL 120 сочетают великолепную оптику, превосходные характеристики и многофункциональность, что обеспечивает высокое качество работы. Эргономичность, удобство в использовании, и возможность модернизации делают эти лампы основным инструментом офтальмологов по всему миру.

Основные преимущества

Комплексная поддержка в течение всего дня

Благодаря великолепным оптико-механическим свойствам и удобству в работе, щелевые лампы ZEISS SL 120 являются мощным инструментом с широким функционалом. Этот надежный прибор позволяет получать изображения высокой контрастности и четкости для качественного и подробной биомикроскопии глаза. Лампу легко модернизировать для расширения ее функциональности с помощью дополнительных опций.

Высокая производительность, гибкость и безупречное функционирование

Оптическая система щелевой лампы ZEISS SL 120 обеспечивает отличное светопропускание для получения детальных изображений высокого разрешения и контрастности при любых видах диагностики. Помимо великолепных оптических характеристик, щелевые лампы ZEISS SL 120 отличаются надежностью и долговечностью. Возможность управления одной рукой и эргономичный дизайн обеспечивают высокий комфорт проведения диагностики. Этот великолепный прибор прекрасно подходит для работы каждый день.

Удобство визуализации

Благодаря модулю визуализации ZEISS SL Imaging Module вы можете получать фото и видео изображения во время любого обследования, будь то документация, консультация с пациентами или подготовка материала для презентаций. Встроенная компактная пятимегапиксельная камера SL cam 5.0 и программа для обработки изображений позволяют получать фото и видео высокой четкости. Для удобства можно выставить индивидуальные настройки фото- и видеосъемки и обработки полученных изображений. Вы можете установить модуль визуализации SL Imaging Module на любую модель щелевых ламп серии SL— это весьма доступный способ обновления оборудования.

Основные характеристики

Биомикроскопическое исследование переднего и заднего отрезков глаза	Наличие
Увеличение окуляров	5x;8x;12x;20x;32x
Поле зрения	В диапазоне от 6 до 40мм
Окуляры	10x
Бинокулярный микроскоп	Наличие
Компенсация аметропии	В пределах от -8 и до +8 диоптрий
Ширина щели	В пределах от 0 до14мм с плавной регулировкой

Высота щели	Фиксированные позиции 0,5/3,5/8/14, плавная смена высоты
Угол поворота щели	+/-90° с плавной регулировкой
Децентрация щели	+/-4мм по горизонтали с фиксацией в положении 0°
Диапазон перемещения щелевой призмы	180°, шкала для углового смещения, фиксация в положении 0°
Угол наклона	Возможность изменения в диапазоне от 0° до 20°
Тип осветителя	Нижний
Фильтры	Кобальт синий, зелёный (бескрасный), экран для диффузного освещения, - активные; фильтр для защиты от ультрафиолетового излучения, теплопоглощающий фильтр - фиксированный
Рабочее расстояние, мм	Не менее 66мм
Диапазон перемещения основного прибора, не менее	По оси Z: 29 мм / По оси X: 110 мм / По оси Y: 90 мм
Диапазон вертикального перемещения опоры для подбородка	Не менее 58мм
Источник света	Галогеновая лампа
Яркость освещения	Плавно регулируется

- ZEISS SL 130



Щелевая лампа

ZEISS SL 130

Основная информация

ZEISS SL 130 — это щелевая лампа с оптикой высочайшего качества и точной механикой для выполнения полного спектра офтальмологических процедур.

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00105 от 24.05.2011, лампа щелевая офтальмологическая SL с принадлежностями

Производитель ZEISS

Запросить стоимость

- Информация
 - Сервисное обслуживание
-

- ZEISS SL 130 — это щелевая лампа с оптикой высочайшего качества и точной механикой для выполнения полного спектра офтальмологических процедур. Она обеспечивает отличную поддержку при лазерной терапии с использованием опции лазерного световода ZEISS VISULINK 532/U в сочетании с лазером ZEISS VISULAS 532s, а также при исследовании глаза для подбора контактных линз.

ZEISS SL 130 позволяет с высокой точностью регулировать длину, ширину и угол поворота щели. Еще одним преимуществом является эргономичный тубус ACCENTO, который обеспечивает комфортное положение и помогает избежать напряжения в шее и спине врача в течении всего рабочего дня. На выбор предлагается конвергентный или параллельный тубус. Благодаря модулю визуализации SL Imaging Module можно получать фото- и видео изображения во время любого обследования, будь то документация, консультация с пациентами или подготовка материала для научных презентаций.

Встроенная компактная пятимегапиксельная камера SL cam 5.0 и программа для обработки изображений позволяют получать фото и видео высокой четкости. Модуль визуализации SL также доступен в качестве простой опции для модернизации существующих щелевых ламп ZEISS SL 130.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zsf@nt-rt.ru || сайт: <https://zeiss.nt-rt.ru/>